

## Veste Eco+

### Illustration



Pays de fabrication : Chine

### Descriptif

Veste à usage unique, douce et antistatique pour un confort optimal

Veste permettant de maintenir les personnels soignants au chaud, aussi bien pendant les périodes fraîches de l'année qu'au sein des espaces frais des établissements (bloc opératoire, laboratoire...)

Veste à manches longues, poignets jersey, 4 boutons pression et 2 poches plaquées

### Composition

SMS 35g/m<sup>2</sup>  
Sans latex

### Conformité

Marquage CE  
Règlement 2017/745 : Dispositifs médicaux (DM) de classe I  
CLADIMED : E50AG01 / EMDN : T0299

### Indications de stockage

Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil

### Références et conditionnement

Produit					Données logistiques						
Coloris	Ref	Taille	GTIN		Emballage	Conditionnement	Palettisation	Taille colis (cm)			Poids colis (kg)
			Colis	Emballage				L	I	H	
Bleu	7708	S-M	3665502004092	3665502004108	Sachet transparent	1 veste par sachet 100 sachets par colis	18 colis par palette	48	28	58	7.3
	7709	L-XL	3665502004115	3665502004122							7.5
	7709-3XL	2-3XL	3665502004139	3665502004146							10.2
Vert	7718	S-M	3665502004153	3665502004160							7.3
	7719	L-XL	3665502004177	3665502004184							7.5

UDI-DI disponible et applicable à compter des productions pour lesquelles Medistar est fabricant légal

## Veste Eco+

### Mode d'emploi / Notice

#### Avertissements

Dispositif à usage unique – Ne pas réutiliser

Durée de conservation 5 ans – Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée

Ce produit est jetable et doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de déchets médicaux après utilisation

#### Mode d'emploi

1. Ouvrir le sachet
2. Sortir la veste du sachet
3. Enfiler la veste, et la fermer à l'aide des boutons pressions en fonction de votre volonté

#### Glossaire des symboles

<https://www.medistar.fr/glossaire-des-symboles/>