

Médistar

Surchaussures

Illustration



Descriptif

Produits destinés aux personnels soignants, aux patients ainsi qu'aux visiteurs au sein des établissements de santé

Composition

Polypropylène 30g/m²
Sans latex

Conformité

Marquage CE
Règlement 2017/745 : Dispositifs médicaux (DM) de classe I
CLADIMED : E50AG03 / EMDN : T0208

Indications de stockage

Stockage à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil

Pays de fabrication : Chine

Références et conditionnement

Produit					Données logistiques						
Coloris	Ref	Taille	GTIN		Emballage	Conditionnement	Palettisation	Taille colis (cm)			Poids colis (kg)
			Colis	Emballage				L	I	H	
Blanc	7046	38x18cm	3665502006041	-	Vrac dans un grand sachet	500 unités par sachet 1 sachet par colis	45 colis par palette	38	24	32	2.9

UDI-DI disponible et applicable à compter des productions pour lesquelles Medistar est fabricant légal



Medistar Nice
Siège social
1 rue Delille, 06000 Nice
Tél.+33 (0)4 92 08 04 00
medistar@medistar.fr

Medistar Paris
Bureau commercial
3 rue Clodion, 75015 Paris
Tél.+33 (0)1 86 90 45 05
medistar@medistar.fr

Surchaussures

Mode d'emploi / Notice

Avertissements

Dispositif à usage unique – Ne pas réutiliser

Durée de conservation 5 ans – Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée

Ce produit est jetable et doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de déchets médicaux après utilisation

Mode d'emploi

1. Enfiler une surchaussure sur l'un de vos pieds, puis l'autre surchaussure sur votre autre pied
2. Ne pas tenir compte du sens, les deux surchaussures sont identiques

Glossaire des symboles

<https://www.medistar.fr/glossaire-des-symboles/>